

Fiche méthode n°6: Utiliser un microscope

UTILISER UN MICROSCOPE



C'EST PARTI
POUR UNE
NOUVELLE
AVENTURE!

AVEC ANATIDE LE CANARD


HÉE!
LE MICROSCOPE
RESSEMBLE UN PEU À
UNE LOUPE BINOCLULAIRE!

OUI, LES
RÈGLES DE
TRANSPORT ET
DE RANGEMENT
SONT
LES MÊMES



MAIS UN MICROSCOPE EST
BEAUCOUP PLUS PUISSANT.
IL PERMET DE VOIR DES
OBJETS 100 FOIS PLUS
FINS QU'UNE FEUILLE
DE PAPIER.

OUAH



POUR CELA, L'OBJET DOIT ÊTRE
TRAVERSÉ PAR LA LUMIÈRE :
IL FAUT LE PLACER ENTRE
UNE LAME ET UNE LAMELLE.


LAME
PORTE-
OBJET
(ÉPAISSE)

LAMELLE
(TRÈS
FINE)

OBJET À
OBSERVER

C'EST MOI!

PLACE-MOI SUR LA LAME ET DÉPOSE
UNE GOUTTE D'EAU OU DE COLORANT.



COUAC!

ENSUITE, POSE UN CÔTÉ DE
LA LAMELLE SUR LE BORD
DE LA GOUTTE.



ENFIN, BAISSÉ
LA LAMELLE
COMME UN
CAPOT DE
VOITURE



ET N'OUBLIE
PAS
D'ÉPONGER
LE LIQUIDE
QUI
DÉBORDE!

Dessin de Grégory Michnik

1

